

SCHEDA TECNICA

Adattatore per canalizzazione “aperta” - THIMBLE



SCOPO DEL KIT

Questo adattatore serve a canalizzare l'aria espulsa dalle cabine all'esterno del locale tramite un sistema di aspirazione remoto (non compreso). E' necessario verificare la portata d'aria di espulsione della cabina da canalizzare, si raccomanda di dimensionare il sistema per garantire almeno il 10% in più di portata rispetto a tale valore.

Il tipo di connessione aperta permette alla cabina di non essere influenzata nelle prestazioni dal comportamento del sistema di aspirazione.

COMPATIBILITA' DEL KIT

Diametro esterno del collare: 198mm

Codice KIT	Modello cabina	Taglia cabina
AZ1A300	Safemate ECO, Safemate Cyto (LY20000)	0.9, 1.2
AZ1B300	Safemate ECO	1.5
AZ1C300	Safemate ECO, Safemate Cyto	1.8
AZ1H304	Safemate EZ, EVO, Cyto (LY74000)	0.9, 1.2
AZ1H306	Safemate EZ, EVO	1.5, 1.8